






BRAUN

Oral-B

VITALITY



Type 3757





ブラウン オーラルBは、お客様に安全で効果的に全く新しい歯磨きを体験して頂けるよう細心の注意をもって作られています。

安全上のご注意


- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険の度合を明示するために、次のように区分しています。


いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


 **警告：** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 **注意：** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。


■絵表示の例


 △ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。


 ⊘ 記号は、禁止行為であることを告げるものです。図中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

 ● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。


警 告

 ●改造はしない。また修理技術者以外の方は、分解したり修理しない。(製品を廃棄する時は除く)
火災・感電・けがの原因となります。修理の際は、ブラウンリペアセンターにご相談ください。

 ●お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電やけがをすることがあります。

 ●濡れた手で充電器に触らない。またコンセントを抜き差ししない。
感電の原因となります。

注 意

 ●定期的に電源コードの状態を確認してください。電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火するおそれがあります。

●ご使用の前に歯ブラシにガタツキや変形がないか確認する。
歯ぐきや口唇を傷付けることがあります。

●本製品を3歳未満の子供に使用しない。
本製品をお子様でご使用になる際は、必ず責任者の監督下で正しくお使いください。また、お子様が本製品で遊んだりしないように、お子様の手の届かないところに保管するようご注意ください。


●充電器に異常がないか定期的に確認する。
感電等のおそれがあります。この製品は、充電器を用いて充電します。改造は絶対に行わないでください。正常に作動しない場合は直ちに使用を中止しブラウンリペアセンターへお問い合わせください。


●製品を落としたりした場合、外見上破損が見られなくても、ブラシやノズルを交換する。

●廃棄電池を取り出した際は、プラス・マイナス端子をショートさせないように充分注意する。

●現在、歯科治療中、または義歯を使用している場合は、本製品の使用前にかかりつけの歯科医に相談する。

●本製品は室内での使用を目的とする。

 ●充電器使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く(長期不在の場合は特に注意)。
けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

 ●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

●ブラシは強く押さえずぎない。
歯ぐきや口唇を傷付けることがあります。


●ブラウン推奨品でない充電器や付属品は使用しない。

●本製品や充電器の隙間などにものを差し込まない。

●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けが・故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグや乾電池を抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検・修理を依頼する。

●歯磨き以外の目的には使用しない。
製品の消耗を早め、事故の原因になります。

●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。
ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので定期的に掃除してください。

 ●充電器を浴室で使用しない。また水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電のおそれがあります。

●本製品は、水の中や床に落ちないような場所に設置する。洗面台などの落ちやすい場所には保管しない。万が一、水に浸かった場合は製品に触れず、ただちにプラグを抜く。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

1.各部の名称

- (A) ブラシ(モデルによる)
- (B) ON/OFFスイッチ
- (C) 本体
- (D) 充電器

2.仕様

電源	充電式
充電時間	16時間
定格	AC100V. 50-60Hz. 1.3W
反転数	中心角55° 反転数約7,600回／分
寸法	本体:直径31mm×高さ185mm (220mm(ブラシ含む)) 充電器: 幅47mm×奥行64mm×高さ36mm
質量	115g(本体)・124g(充電器)
付属品	D12013N/NE: ブラシ1本、充電器 D12023W/WE: ブラシ2本、充電器 D12023F: ブラシ2本、充電器

◆電気仕様については、充電器に記載されている表記をご覧ください。

3.接続・充電のしかた

歯ブラシ本体は防滴仕様となっており、浴室でも安全にお使いいただけます。ただし、本体内部に水が入らないようにご注意ください。故障の原因になります。

- 本体(C)を充電器(D)に装着し、電源プラグをコンセントに差し込むと充電が始まります。充電の完了には最低16時間かかり、フル充電した状態で約1週間ブラッシングすることができます(1日2回、各2分間使用した場合)。

電圧についての詳細は、充電器の底面をご参照ください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

- 本体の充電電池の寿命を長持ちさせるため、以下の放電(1)・充電(2)作業を6ヶ月ごとに行うことをお勧めします。

- (1)完全に充電がなくなるまで使用します。
- (2)完全に電力がなくなったら、本体を充電器に戻し、改めてフル充電してください。



充電される際は必ず電源プラグの電極部の水分を完全に拭き取ってください。火災・発煙等の原因となります。

4.使いかた

ブラシを濡らして歯磨き粉をつけてからお使いください。手磨き同様にどんな種類の歯磨き粉もご使用になれます。また、水しぶきが飛び散らないように、ブラシを口の中に入れ、歯に当てた後に本体のスイッチ(B)を押してください。

効果的な磨きかた

- ブラシを軽く歯にあて、ゆっくり1本ずつ移動させます。
- ブラシヘッドをそれぞれの歯ごとに数秒間ずつあててください。
- まず外側、そして内側を磨いてから、噛み合わせの部位へと移動させながら磨きます。歯茎も同様に優しく磨きます。
- 強く押し付けたり、こすったりせず、軽くブラシをあてるようにしてください。
- 約2分間のブラッシングで、歯と歯茎の歯垢を効果的に除去することができます。
- 本体のスイッチ(B)を押して、ブラッシングを終了してください。

*ブラシは強く押さえないでください。歯茎や口唇を傷つけることがあります。
注意:歯磨き粉を使用される場合は米粒大を目安にお使いください。

最適なブラッシングのために〈ブラシ交換〉

ブラウンオーラルBのブラシは、青色の毛の部分の交換時期をお知らせします。正しい方法で1日2回2分間のブラッシングをしていると約3ヶ月で青色の毛先が白く変色しますので、ブラシの交換の目安としてください。(図③-b)毛先が白く変色する前に、毛先が広がってしまった場合は、歯や歯茎に強く押し付けている可能性があります。(図③-c)

ブラシについて

ブラウンオーラルBでは、いろいろな種類の替えブラシをご用意しております。お近くのブラウンオーラルB取り扱い店にご確認ください。

下記のブラシは互換性があり、オーラルB 丸型回転ハンドルに適応しています。

ブラウンオーラルB パーフェクトクリーン

<ベーシックブラシ>



歯や歯茎をまもりながらしっかりとやさしく磨きます。歯の1本1本を包み込むようにして、すみずみまで磨き上げます。

ブラウンオーラルB フロスアクション

<歯間ワイパー付ブラシ>



歯と歯茎の境目や歯と歯の奥まで入り込み、しつこい汚れまでしっかりきれいに磨き取ります。

ブラウンオーラルB ステイン(着色汚れ)ケア

<ホワイトニングブラシ>



着色汚れが気になるときにご使用ください。美白ラバーカップがコーヒーやお茶、タバコの着色汚れを擦り取り、歯を自然な白さに磨きあげます。

注意:ステインケアは、12歳以下のお子様、歯科矯正中の方にはお勧めしません。



ご使用前に歯ブラシにガタツキや変形がないか確認してください。歯茎や口唇を傷つけることがあります。

本製品の使い始め2～3日の間、歯茎から出血することがありますが、通常2～3日で止まります。もし出血が続くようでしたら、使用を中止して歯科医にご相談ください。

5.ご使用後のお手入れのしかた


ブラッシング後は、電源をつけたまま流水でブラシをよくすすぎます。その後、電源を切ってからブラシヘッドや付属品を取り外し、別々に流水ですすいだ後水気を拭き取って装着しなおしてください(図④)。なお、お手入れ中は充電器から取り外してください。充電器は湿らせた布でのお手入れのみとし、食器洗い機や水の中に入れることは絶対におやめください。



充電器は、水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。お手入れの際は、必ず電流プラグをコンセントから抜いておいてください。ぬれた手で抜き差ししないでください。

本書の内容は予告なしに変更されることがあります。

6.充電式電池リサイクルにご協力を

 **Ni-Cd** ●この製品には、ニカド電池を使用しています。

●充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われています。

●ご使用済みの製品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックスを設置している最寄りの協力店または特定の回収窓口へお持ちください。


最寄りのリサイクル協力店について詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

●ホームページ:<http://www.jbrc.com>

注意

製品の廃棄以外の目的では絶対に本体底部を分解しないでください。修復は不可能になります。

- ①ペンチでしっかりシャフトの先を挟み、半時計まわりに90度(うごかなくなるまで)回してください。
- ②シャフトを含む上部が本体からはずれます。
- ③モーターと電池が組み込まれた内部部品を引き出してください。
- ④ケガをしないように十分に注意して、モーター部分と円筒形をした本体底部(電池部分)を切り放します。
- ⑤本体底部から、電池とプリント基板を外します。
- ⑥電池からプリント基板を外してください。
- ⑦取り外した使用済み電池は、リサイクルボックスを設置している最寄りの協力店、または回収窓口へお持ちください。



7.保証書とアフターサービス

1. 保証書について

●保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

●メーカーの保証期間はお買い上げ日から1年間です(但し、替ブラシ等の消耗品、付属品は保証対象外です。(保証対象部分は保証書に記載されています)。

2. 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、「ブラウンリペアセンター」までお問い合わせください。

●保証期間中は…無料修理規定に基づき、無料で修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは…修理によって機能が維持できる場合はお客様の希望によって有料にて修理させていただきます。

3. 補修用性能部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品は、製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 充電式電池利用製品について

取り扱い説明書にしたがって充電をしても使用時間が著しく低下した場合は、電池の寿命の可能性がございます。リペアセンターにて確認させていただき寿命の場合は有償にて対応いたします。廃棄時以外は電池を取り外さないで下さい。

5. アフターサービスについて

ご不明な点やご相談は、ブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

▶修理のお問い合わせ・ご相談は.....

ブラウンリペアセンター

☎03-5753-8802

受付時間 9:30～12:30/13:30～17:30

(祝日を除く月～金)

※ご注意：電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1

東京流通センター物流ビルBW3-8

▶製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は...

ブラウンお客様相談室

0120-136343

受付時間 9:00～17:30(祝日を除く月～金)

ホームページからのご相談いただけます。

<http://www.braun.co.jp>

※ご注意：電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

愛情点検



ご使用の際に
このようなことは
ありませんか?

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体及び部品の変形・破損。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 本体ケースが変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

お 願 い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずブラウンリペアセンターにご相談ください。

家電製品全般の安全使用について

(財)家電製品協会ホームページへ

<http://www.aeha.or.jp>

◆商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

プライバシーについて

お客様から収集した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施のために使われます。お客様の個人情報は、その秘密が保持されるようP&Gグループのデータベースに保管され、ご本人の同意を得ずに外部機関に対してそれらの情報の交換・売買・共有を行うことはありません。ただし、前述の業務を代行者に委託するために、弊社は業務代行者へ業務遂行に必要な最小限の個人情報を開示する場合があります。業務代行者は、開示された個人情報を、弊社から委託した内容を超えて使用することを禁じられており、また情報を適切に取り扱います。なお、弊社プライバシーポリシー詳細はこちらでご覧いただけます。

<http://www.pg.com/privjp>(PC専用)

8.無料修理規定

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料にて修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、ブラウンリペアセンターまでお問い合わせください。なお、有料、無料に力かわらず、修理のために製品を直接当社にお送りいただく場合、その送料はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理や改造による故障ならびに損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷
 - 一般家庭以外（業務用等での長期間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または販売店から発行される同等の証明書が無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 消耗部品の摩耗や損傷
 - 当社の認可していない店舗等で修理を行った場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- This Product has a 1-year limited warranty (excluding brushhead). This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行しているもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証書とアフターサービス」の項をご覧ください。

ブラウンオーラルB 充電式電動歯ブラシ保証書

持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書を添えてブラウンリペアセンターに修理をご依頼ください。

品 名	電動歯ブラシ
型 番	D12023W/WE, D12013N/NE, D12023F
保証期間	対象部分:本体／充電器
	期間(お買い上げの日より): 1ヵ年
お買い上げ時のレシートを貼付してください。	
お買上日: 年 月 日 (レシートの貼付なきものは無効です)	
お客様 ご芳名	
ご 住 所	

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中1-17

BRAUN
D12023W/WE
D12013N/NE
D12023F

English

Welcome to Oral-B!

Before operating this toothbrush, please read these instructions and save this manual for future reference.

IMPORTANT

- Periodically check the cord for damage. If the cord is damaged, take the charging unit to an Oral-B Braun Service Centre. A damaged or non-functioning unit must no longer be used.
- This product is not intended for use by children under age three.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they are supervised by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep this appliance out of reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the product is dropped, the brush head should be replaced before next use even if no damage is visible.
- Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place the charger in water or other liquid.
- Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury. Consult your dealer for repairs or contact an Oral-B Service Centre. Do not disassemble the product except when disposing of the battery.
- When taking out the battery for disposal, use caution not to short the positive (+) and negative (–) terminals.
- Do not insert any object into any opening of the appliance/charger.
- Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- When unplugging, always hold the power plug instead of the cord.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.
- This product is made for indoor use only.

Description

- A Brush head (depending on model/ interchangeable)
- B On/off switch
- C Handle
- D Charging unit

Specifications

For voltage specifications please refer to the bottom of the charging unit.

Connecting and charging

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Plug the charging unit (D) into an electrical outlet and place the handle (C) on there (1). For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.
- A full charge takes 16 hours and enables approximately one week of regular brushing (twice a day, 2 minutes).
- For everyday use, the handle can be stored on the plugged-in charging unit. There is no risk of overcharging. However for environmental reasons, Oral-B recommends to unplug the charging unit until the next recharge is required.

Battery maintenance

To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and discharge the handle by regular use at least every 6 months.

Using the toothbrush

Wet brush head and apply toothpaste; you can use any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching the appliance on (2). Guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface. Start brushing the outsides, then the insides, finally the chewing surfaces (3). Brush at least 2 minutes to thoroughly remove plaque. Press the on/off switch to turn off.

Individual brush heads and accessories

Oral-B offers you a variety of brush heads which are available in stores that sell Oral-B products. Below brush heads are interchangeable and compatible with your Oral-B Vitality handle.

The Oral-B Precision Clean brush head



cups each tooth with a curved bristle trim and reaches deep between teeth at the same time.

The Oral-B FlossAction brush head



effectively cleans your teeth, clean along the gumline and in hard-to-reach areas such as behind teeth.

The Oral-B ProWhite brush head



features a dentist-inspired polishing cup to remove surface stains from coffee, tea and tobacco for effective brightening.

We do not recommend using the Oral-B 3DWhite brush head with braces.

All brush heads feature light blue INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need (3.a). With thorough brushing, twice a day for two minutes, the blue color will fade halfway approximately within 3 months (3.b), signaling it is time to change the brush head. If the bristles splay before the colour recedes (3.c), you are exerting too much pressure on teeth and gums.

During the first days of using the toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after two weeks, please consult your dentist or dental hygienist.

Cleaning

After use, rinse the brush head for several seconds under running water with the handle switched on. Switch off and remove the brush head. Rinse both parts separately under running water and wipe them dry. From time to time, also clean the charging unit with a damp cloth (4).


Subject to change without notice.

Environmental notice

This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Oral-B Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



However, if you prefer to dispose of the battery yourself, open the handle as shown below:



Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the guarantee.

Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase (Guarantee period may differ in different country). Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor. This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brush heads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Oral-B Service Centre.

中文

歡迎您選購歐樂 B！

使用本牙刷前，請詳閱使用說明並保管本使用手冊供未來使用之參考。

重要須知

- 定期檢查電源線是否有損壞。如電源線損壞，將充電裝置送交歐樂 B 維修服務中心處理。損壞或故障之裝置絕不可再使用。
- 三歲以下兒童禁止使用本產品。
- 除非有專人監督並確保其安全，肢體、感官或智能不良之兒童或成人不得使用本產品。一般而言，建議您將本產品置於兒童伸手不及之處。
- 注意您的孩童，請不要讓其自行取用本產品。
- 如本產品不慎摔落，即便肉眼無法察覺其損壞，下次使用前應更換刷頭。
- 不可將充電器放置或存放於可能掉入或被拖入浴缸或水槽中。
- 不得將充電器放置於水中或其他液體內。
- 不可接觸已落水之充電器。請立即拔下插頭。
- 請勿修改或修理本產品。此舉將導致火災、觸電或人員傷害。如需維修請洽詢經銷商，或聯絡歐樂 B 維修服務中心。除非已取下電池，否則不可拆解本產品。
- 取下電池時，注意切勿使正、負極碰觸，以免短路。
- 請勿將任何物品塞入本產品或充電器之縫隙內。
- 手濕時切勿接觸電源線，以免觸電。
- 切斷電源時，請手拔插頭，而非拉扯電源線。
- 請遵照本使用手冊指定之用途使用本產品。請勿使用非原廠建議之配件。
- 如果您正接受口腔保健或治療中，使用本產品前請先洽詢牙科專業人員。
- 本產品僅可於室內使用。

產品說明

A 刷頭（依不同機型而有不同款式可供更換）

B 電源開關

C 握把

D 充電裝置

規格

請參閱充電裝置底部之電壓規格。

產品之組裝及充電

本電動牙刷備有防水握把，專為浴室內使用而設計，安全無虞。

- 將充電裝置(D)插入插座，並將握把(C)置於其上（如圖一）。請參閱充電裝置底部之電壓規格。
- 充飽電源需 16 小時，可供應約一週的規律使用量（一天兩次，每次兩分鐘）
- 如每日使用時，可將握把插入已插電之充電裝置上，並不會有過度充電之風險。但基於環保考量，歐樂 B 建議您拔下插頭，直到下次需再充電時。

電池維護

為維持充電電池之最高效能，切斷充電裝置之電源，並至少每六個月規律使用本產品。

使用電動牙刷

將刷頭沾濕並塗上牙膏。可使用任何品牌之牙膏。為避免水花四濺，將刷頭靠近牙齒後再啟動開關（如圖二）。慢慢導引刷頭使其在每個牙面停留幾秒鐘。先刷外側，再刷內側，最後是咀嚼面（如圖三）。至少刷兩分鐘以充分清除牙垢。壓下電源開關停機。

個別刷頭及配件之介紹

歐樂 B 提供您各式各樣的刷頭，可到銷售歐樂 B 產品之店家選購。以下刷頭可互換使用並適用於您的歐樂 B Vitality 電動牙刷握把。

歐樂 B 杯型軟毛型刷頭



杯型刷毛包覆每顆牙齒，同時深入牙縫清潔。

歐樂 B 潔牙效果型刷頭



有效清潔牙齒，順著牙齒不易深入之處清潔，如後方臼齒區。

歐樂 B 專業亮白型刷頭



配備牙醫級拋光刷頭，可清除因咖啡、茶葉、抽煙留下之牙漬，有效達到亮白效果。當您配戴矯正器時，我們不建議使用此刷頭。

所有刷頭皆配備淺藍色指示刷毛，協助提醒您需要刷頭更換的時機（如圖三 A）。每天兩次，每次兩分鐘之完整使用，大約三個月內藍色會褪色一半（如圖三 B），表示您應該更換刷頭。如果刷毛褪色前已彎曲（如圖三 C），表示您刷牙時太過用力。

使用本牙刷前幾天，您的牙床可能會少量流血。一般而言，幾天後流血現象會停止。如使用兩週後仍流血不止，請洽詢您的牙醫或牙科保健專家。

清潔

使用後，將電源打開，使刷毛在水龍頭下沖洗幾秒鐘。關閉電源並取下刷頭。將刷頭於水龍頭下沖洗後再擦乾。不定期以濕布清潔充電裝置（如圖四）。


如有改變恕不另通知。

環保通知

本產品備有充電電池。基於環境保護需要，請勿隨意丟棄已屆使用年限之產品。請送回歐樂 B 服務中心，或各地適當之回收地點。



然而，如您選擇自行丟棄本產品，請依下列步驟打開握把。



注意：打開握把會毀壞本產品，並使保固失效。

台灣地區維修保固政策：

1. 為提供消費者更優值的服務，歐樂 B 已將所有充電式電動牙刷的產品保固期自 2009 年 1 月 15 日起延長至 2 年，往回推算在 2007 年 1 月 15 日以後購買的產品自動延展保固為 2 年，2007 年 1 月 15 日前購買的產品則維持一年保固不變，沖牙機保固期為 1.5 年。電池式電動式牙刷不列入保固範圍中。
2. 在保固期間內，歐樂 B 會提供免費維修以零件替代的方式修復因製材所造成的缺陷，但保固內容不含：不當使用所引起的損傷，正常的耗損，產品配件（如刷頭和沖牙機噴嘴），以及對於產品使用上不影響運作的缺陷。
3. 未經授權人員所進行的維修與機體拆解，或是未使用歐樂 B 的原廠零件，都會使保固失效。
4. 充電式電動牙刷電池皆不可更換，因拆解或更換充電式電動牙刷電池將造成電動牙刷機體防水功能受損，並可能影響產品正常運作，若充電電池損壞，維修時將不提供電池零件更換服務，只提供更換機體的服務，更換後機體之保固效期以產品保固書上戳章日期為憑，保固期過後單購之握把機體部份享有六個月保固期。
5. 如需產品維修服務，請將完整的服務保證書及購買證明，以及需維修之產品快遞或親洽授權的歐樂 B 維修服務中心：

台北市中山北路一段 85 號 10 樓
／TEL: (02)25233283

台中市大墩二十街／TEL: (04)23220407

高雄市苓雅區福建街 300 號
／TEL: (07)2265758

消費者服務專線：0800-005-998

歐樂B家電產品服務保證書

客戶保存聯

姓名：		電話：	
地址：			
e-mail:		購買日期： 年 月 日	
商品名稱：		經銷商蓋章：	
產品型號：			
性別：	年齡：		
職業：			
教育程度：			
產品保證期限： 年 月 日			

*為確保您的權益，請於每次維修時出示此保證書，影印無效。

*保固期間以保證書上購買日期起二年始算起。

*承蒙惠顧，謹致由衷謝意。為確保您的權益，請要求經銷商填寫購買日期並蓋店章，始能享有本公司自購買日起二年之保證服務。

D12.023F
D12.023W
D12.023WE
D12.013N
D12.013NE